



WHITE RSE

Today is beautiful day



(E

KFDA





/ ÜBER

DONGWON MEDICAL GLOBAL

Das Unternehmen Dongwon Medical produziert und verkauft Nahtmaterial für Minimal-invasive Chirurgie und wurde im Oktober 2014 gegründet. Sie sind zudem einer der ersten führenden Produktionfirmen Koreas. Durch ausgiebige Forschungen und Entwicklungen der Produkte erhielt das Unternehmen unter anderem Zertifikate wie GMP, ISO-13485: 2016, KDFA, CE, FDA und viele weitere. Die erfolgreichen Produkte werden von professionellen Behandlern, Ärzten und Chirurgen in mehr als 32 Ländern verwendet.











/ ZERTIFIKATE

DONGWON MEDICAL GLOBAL

ISO-13485: 2016







Product patent2



GMP / KFDA



CE



CE





Dongwon Medical White Rose ist eine Marke geboren mit der Schönheit einer Rose und symbolisiert mit deren Dornen den Slogan "Beautiful Today" (wunderschön heute), dies bedeutet, dass der Tag durch das zusammentreffen zwischen White Rose und dem Patienten besonders schön beginnt.

PRODUKT



Dongwon Medical's White Rose enthält Biokompatible und abbaubare Fäden aus Polydioxanon (PDO), welche seit Jahrzehnten als Wundverschluss der Haut verwendet werden. White Rose Lifting Gewindefäden sind durch CE, FDA, KFDA und GMP, ISO13485: 2016 zertifiziert.

Was ist das besondere an White Rose?

Es ist eine neuartige und innovative Technik, welche eine Alternative zur operativen Eingriffen bietet und nur eine kurze Behandlungszeit benötigt. Die Fäden bestehen aus einer biologisch abbaubaren Substanz, welche schon seit Jahrzehnten verwendet wird. Bei der Behandlung werden die Nadeln tief in das Bindegewebe eingeführt und richtig positioniert, dadurch erzeugen sie eine leichte Spannung der Haut. Das Ergebnis ist eine milde Straffung von Haut und Gewebe, welche nach ein paar Tagen, nach der natürlichen Zunahme des Bindegewebes (Fibrose), noch deutlich sichtbarer wird. Für die Behandlung und je nach Material bekommt der Patient eine Lokalanästhesie, die Fäden sind nach einiger Zeit absorbiert.

Wie läuft die Behandlung ab?

Vor der Behandlung wird in einem Gespräch mit Ihrem Arzt geklärt, welche Faden-Art für Sie in Frage kommt und welcher Bereich behandelt wird. Der Behandlungsbereich wird dementsprechend lokal anästhesiert, die absorbierbaren Fäden werden in das Gewebe eingeführt. Durch dieses minimal-invasive Verfahren wird neues Bindegewebe um den Faden herum aufgebaut, so dass die Haut fester und straffer wird. Die neue und sanfte Methode hinterlässt keine Wunden oder Narben. Die Fäden absorbieren sich je nach Faden-Art nach einer bestimmten Zeit. Das Ergebnis ist für eine lange Zeit sichtbar. Ihr Arzt wird Ihnen dazu noch mehr detaillierte Informationen geben.

FACELIFTINGGANZ OHNE OP

Das PDO besteht aus Polydioxanon und das PLA aus Polysäure. Durch das Einführen der vielen kleinen Nadeln mit dem absorbierendem Garn in die tiefen Hautschichten, wird der natürliche Regenerationsprozess und die mechanische Simulation der Wundheilung und der Gewebekontraktion aktiviert. Studien zeigen, dass eine Behandlung durch PDO und PLA Fäden sehr sicher ist. Die PDO Fäden sind innerhalb von ca. 12 Monaten abgebaut und die PLA Fäden innerhalb von ca. 24 Monaten.


VORTEILE


- Stressreduktion im Vergleich zu konventionellen Therapien
- keine sichtbaren Narben
- schnelle Heilung
- kurze Behandlungszeit (ca. 15-40 Minuten)
- geringes Risiko von Schmerz und Entzündungen
- Ergebnis ist sofort sichtbar

Abhängig von der Beratung und dem Behandlungsbereich, unterscheiden wir Behandlungsart, Fadenart und Fadentechnik.

Folgende Bereiche können behandelt werden:

- Stirn
- Augenbrauen
- Wangen
- Hals
- Dekolleté
- Unterarm
- Hand
- Knie
- innerer Oberschenkel
- Bauchraum





Basic line

Basic line Basic mono



26Gage*90mm

150mm

Basic line Basic screw



USP	Nadelgröße	Gewinde
6-0	29Gage*25mm	30mm
	29Gage*38mm	50mm
	29Gage*50mm	75mm
	29Gage*60mm	90mm
5-0	26Gage*60mm	90mm

Volume up line




USP	Nadelgröße	Gewinde
	27Gage*38mm	50mm
5-0	27Gage*60mm	90mm
3-0	26Gage*60mm	90mm
	26Gage*90mm	150mm
	25Gage*38mm	50mm
4-0	25Gage*60mm	90mm
	25Gage*90mm	150mm
3-0	23Gage*60mm	90mm
3-0	23Gage*90mm	150mm

Volume up line Volume up screw WWWWW

USP	Nadelgröße	Gewinde
	29Gage*25mm	30mm
6-0	29Gage*38mm	50mm
6-0	29Gage*50mm	75mm
	29Gage*60mm	90mm
5-0	26Gage*60mm	90mm

Cog line



USP	Nadelgröße	Nadel-Art	Gewinde
2	19Gage*100mm	Blunt W Type	150mm
	18Gage*100mm	Blunt W Type	150mm



360°



USP	Nadelgröße	Nadel-Art	Gewinde
2-0	21Gage*60mm	Blunt L Type	115mm
	21Gage*90mm	Blunt L Type	145mm
	20Gage*60mm	Blunt L Type	115mm
	20Gage*100mm	Blunt L Type	160mm
	20Gage*60mm	45° D Type	100mm
	20Gage*100mm	45° D Type	150mm
1-0	19Gage*60mm	Blunt L Type	115mm
	19Gage*100mm	Blunt L Type	150mm
	19Gage*60mm	Blunt W Type	110mm
	19Gage*100mm	Blunt W Type	150mm
2	18Gage*100mm	Blunt W Type	150mm

Nose line

Nose Cog



USP	Nadelgröße	Nadel-Art	Gewinde
3-0	23Gage*38mm	Blunt L Type	50mm (1/2 folding type)
3-0	23Gage*60mm	Blunt L Type	70mm (1/2 folding type)
2	19Gage*38mm	Blunt L Type	50mm
	19Gage*50mm	Blunt L Type	70mm

Mesh / Cannula eye-line

USP	Nadelgröße	Nadel-Art	Gewinde
2	19Gage*38mm	Blunt L Type	50mm
	19Gage*60mm	Blunt L Type	80mm

Cannula eye-line

USP	Nadelgröße	Gewinde
6-0	30Gage*25mm	35mm





ACENDIS Aesthetics GmbH Wohlenbergstr. 5

Wohlenbergstr. 5 30179 Hannover

Tel. +49 511 - 1 83 83 Fax +49 511 - 71 77 29 E-Mail info@acendis-aesthetics.com

www.acendis-aesthetics.de